

J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
Vol. 17, 1979, pp. 689–691

Influence of Indicating Enzyme Reaction on Apparent Creatine Kinase Activity

Creatine Kinase in Serum, VII.

By G. Szász†, Elfriede Kinne

Institute of Clinical Chemistry, University Medical School, Klinikstr. 32b, 6300 Gießen, Germany

J. P. Colombo

Central Chemical Laboratory, Inselspital, 3010 Bern, Switzerland

and

W. Gruber

Research Center Boehringer Mannheim GmbH, 8132 Tutzing, Germany

(Received September 3, 1979)

Summary: Comparison of the indicative systems yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/NADP⁺, *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase/NADP⁺ and *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase/NAD⁺ showed excellent correlation and no differences in apparent creatine kinase activity with the two methods using NADP⁺. By using NAD⁺ with the *leuconostoc* enzyme relative recovery of apparent creatine kinase activity is lower due to interference of other serum constituents. The mean value of the relative differences versus methods using NADP⁺ was 5.8% in our experiments.

Abhängigkeit der Kreatinkinase-Aktivität vom gewählten Indikator-System

Kreatinkinase-Aktivität im Serum, 7. Mitteilung

Zusammenfassung: Der Vergleich der Indikator-Systeme Hefe-Glucose-6-phosphat-dehydrogenase/NADP⁺, *Leuconostoc*-Glucose-6-phosphat-dehydrogenase/NADP⁺ und *Leuconostoc*-Glucose-6-phosphat-dehydrogenase/NAD⁺ zeigte für die zwei Indikator-Systeme mit NADP⁺ eine vorzügliche Korrelation zwischen den Methoden und keine methodischen Differenzen bezüglich der Kreatinkinase-Aktivität. Bei Verwendung des *Leuconostoc*-Glucose-6-phosphat-dehydrogenase/NAD⁺-Systems wird im Vergleich zum Hefe-Glucose-6-phosphat-dehydrogenase/NADP⁺-System eine geringere Kreatinkinase-Aktivität gefunden. Dies wird auf den Einfluß anderer Serumbestandteile zurückgeführt. Nach unseren Ergebnissen findet im Mittel das NADP⁺-System 5,8% mehr.

Introduction

In a series of publications Gábor Szász (1–6) submitted detailed information on the background of the studies on creatine kinase activity determination in serum leading to common recommendations of some national societies for Clinical Chemistry. (7–11) When Gábor Szász died a cooperative study on the influence of different indicating systems was running in Gießen, Bern and Tutzing. The results reported here complete the series, together with an review on the reasons for the

selection of N-acetyl-cysteine as reactivating thiol to be published in Clinical Chemistry.

Coenzyme specificities of glucose-6-phosphate dehydrogenase preparations from yeast and *leuconostoc* species are different (12). The yeast enzyme is strongly specific for NADP⁺ whereas the *leuconostoc* enzyme can use both NADP⁺ and NAD⁺, the latter with lower affinity (13). As most dehydrogenases which might be present in human sera with higher activities are specific toward NAD⁺/NADH, enhanced interference was expected sub-

stituting NADP^+ by NAD^+ in creatine kinase assays (14,15).

Materials and Methods

Adenosine diphosphate, adenosine monophosphate, diadenosine pentaphosphate, N-acetyl-cysteine, creatine phosphate, glucose and hexokinase were dissolved to a common stock solution of 10% higher concentrations as compared to the recommended methods in imidazole buffer pH 6,7 containing 2 mmol/l EDTA. To each 90 ml of this stock solution were added:

for method 1:

0,438 g NADP^+ , disodium salt and 440 U yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase

for method 2:

0,438 g NADP^+ disodium salt and 440 U *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase.

for method 3:

0,354 g NAD^+ , free acid and 440 U *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase.

These assay solutions were brought to 100 ml by addition of water and used the same day for creatine kinase assays. All reagents were from Boehringer Mannheim GmbH. The samples were stored at $+4^\circ\text{C}$ and assayed on the day of collection.

Results

65 samples with creatine kinase activity above 40 U/l were assayed with all 3 methods.

Figure 1 shows the excellent correlation of yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/ NADP^+ versus *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase/ NADP^+ .

Figure 2 shows the relative differences of the methods as a function of creatine kinase activity obtained with method 1 (yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/ NADP^+).

In table 1 the differences found are tabulated.

Figure 3 gives the correlation between yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/ NADP^+ versus *leuconostoc*




Fig. 1. Diagram of pairs of measured values.

Method 1: yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase 1.73 kU/l assay volume. NADP^+ : 2 mmol/l.

Method 2: *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase: 1.73 kU/l assay volume. NADP^+ : 2 mmol/l.




Fig. 2. Relative differences of methods.

(method 1 – method 2) · 100/method 1 as related to shown glucose-6-phosphate dehydrogenase activities found with method 1.

Method 1: yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase 1.73 kU/l assay volume. NADP^+ : 2 mmol/l.

Method 2: *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase 1.73 kU/l assay volume. NADP^+ : 2 mmol/l.

Tab. 1. Differences found between method 1 and method 2.

	Relative Differences of methods (method 1 – method 2) · 100 method 1	Absolute differences of methods (method 1 – method 2)
Mean value	- 0,8 %	- 4,3 U/l
Difference _{min.}	-12,0 %	-51,0 U/l
Difference _{max.}	20,7 %	9,5 U/l




Fig. 3. Diagram of pairs of measured values.

Method 1: yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase 1.73 kU/l assay volume. NADP^+ : 2 mmol/l.

Method 3: *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase: 1.73 kU/l assay volume. NAD^+ : 2 mmol/l.

Tab. 2. Differences found between method 1 and method 3.

	Relative Differences of methods (method 1 – method 3) · 100 method 1	Absolute differences of methods (method 1 – method 3)
Mean value	5,8 %	10,0 U/l
Difference _{min.}	- 5,6 %	-19,0 U/l
Difference _{max.}	23,1 %	53,0 U/l

glucose-6-phosphate dehydrogenase/NAD⁺. It is seen that with the NAD⁺-system lower values result as compared to NADP⁺. These relative differences of methods are shown in figure 4 as a function of method 1 (yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/NADP⁺). They are tabulated in table 2.

Relative differences between method 1 and 2 for all – except two values – are < 10% with a mean value of -0.8% only, whereas relative differences between method 1 and 3 scatter widely from - 5 to + 20% with a mean value of 5.8% higher activity of the yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase/NADP⁺-system. This magnitude of difference in methods using NAD⁺ compared to methods with NADP⁺ was expected and is attributable to interfering enzymes in serum, e.g. lactate dehydrogenase. We therefore recommend the use of NADP⁺ with either yeast or *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase for assays of creatine kinase in serum.




Fig. 4. Relative differences of methods (method 1 – method 3) · 100/method 1 shown as related to activities found with method 1.

Method 1: yeast glucose-6-phosphate dehydrogenase 1.73 kU/l assay volume NADP⁺: 2 mmol/l.
Method 3: *leuconostoc* glucose-6-phosphate dehydrogenase: 1.73 kU/l assay volume NAD⁺: 2 mmol/l

Acknowledgement

The assistance of S. Looser in preparing the experiments and of D. Markowetz for the summary of results is gratefully acknowledged.

References

1. Szász, G., Gruber, W. & Bernt, E. (1976). Clin. Chem. 22, 650–656.
2. Szász, G., Gerhardt, W., Gruber, W. & Bernt, E. (1976). Clin. Chem. 22, 1806–1811.
3. Szász, G., Gerhardt, W. & Gruber, W. (1977). Clin. Chem. 23, 1888–1892.
4. Szász, G. & Gruber, W. (1978). Clin. Chem. 24, 245–249.
5. Szász, G., Gerhardt, W. & Gruber, W. (1978). Clin. Chem. Clin. Chem. 24, 1557–1563.
6. Szász, G., Waldenström, J. & Gruber, W. (1979). Clin. Chem. 25, 446–452.
7. Recommended method for the determination of creatine kinase in blood. The Committee on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 36, 711 (1976).
8. Recommendations pour la mesure de l'activité catalytique de la créatine kinase dans le serum humain a 30 °C. Commission "Enzymologie" of the Comité de Standardisation of the Société Française de Biologie Clinique. Ann. Biol. Clin. 34, 297 (1976).
9. Recommendations of the German Society for Clinical Chemistry. Standardization methods for the estimation of enzyme activities in biological fluids. Standard method for the determination of creatine kinase activity. Revised draft of 1976. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 15, 255–260 (1977).
10. Aanbevolen methode voor het meten van de activiteit van kreatine kinase (CK) in serum. Enzymcommissie of the Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie. Mededelingen 3, 220 (1978).
11. Empfohlene Methoden zur Bestimmung von 6 Enzymen im Blutplasma: GOT, GPT, LDH, ALP, CPK und GGT. Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Klinische Chemie. Bull. Schweiz. Ges. Klin. Chem. 1978, p. 15.
12. Noldmann, E. A. & Kuby, S. A. (1963) Enzymes 7, 223–242.
13. De Moss, R. D. (1955) Enzymol. 1, 328–334.
14. Da Fonseca-Wollheim, F. (1973) Z. Klin. Chem. Klin. Biochem. 11, 426–431.
15. Szász, G., Busch, E. W., Koller, P. U. & Vollmar, J. (1976). Clin. Chem. 22, 1213.
16. Gruber, W. (1978) Clin. Chem. 24, 177–178.

Dr. W. Gruber
Research Center
Boehringer Mannheim GmbH
D-8132 Tutzing

Mit System:

Fettstoffwechsel- Diagnostik

HDL-Cholesterin
Cholesterin
enzymatisch
Triglyceride
vollenzymatisch

Aussagen über das Risiko arteriosklerotischer Gefäß-
erkrankungen sind durch die Bestimmung des Gesamt-
cholesterins und der Triglyceride im Serum möglich;
darum sind diese beiden Bestimmungen als Basis-
programm der Lipiddiagnostik anzusehen. Die zusätzliche
Bestimmung des HDL-Cholesterins erlaubt jedoch eine
fundiertere diagnostische Aussage. Zahlreiche neuere
Studien belegen, daß Patienten mit einem hohen
HDL-Cholesterin-Spiegel ein geringeres Risiko für die
Entwicklung von Arteriosklerose und koronaren Herz-
krankheiten, solche mit einer niedrigen HDL-Cholesterin-
Konzentration ein erhöhtes Risiko besitzen.

Diagnostica MERCK

Lieferanten-Nachweis

• Autoklaven

HEINICKE INSTRUMENTS
Laborgerätebau GmbH
8223 Trostberg, Pf. 12 03
Ruf 0 86 21/20 85, FS 5 63 110

• Bakteriologie

OTTO NORDWALD KG
2000 Hamburg 50, Heinrichstr. 5
Ruf 0 40/43 28 27

• Brutschränke

HEINICKE INSTRUMENTS
Laborgerätebau GmbH
8223 Trostberg, Pf. 12 03
Ruf 0 86 21/20 85, FS 5 63 110

• Chromatographie-Pumpen

VERDER (DEUTSCHLAND) GMBH
4000 Düsseldorf, Himmelgeisterstr. 60
Ruf 02 11/33 45 13
FS: 0 85 85 539

• Digitale Verdünnungsgeräte

HAMILTON

Hamilton Deutschland GmbH
Postfach 11 04 27
Otto-Röhm-Str. 74
D-6100 Darmstadt
Ruf 0 61 51/8 50 85-86, FS 04 19 684

• Digitale Dispensiergeräte

HAMILTON

Hamilton Deutschland GmbH
Postfach 11 04 27
Otto-Röhm-Str. 74
D-6100 Darmstadt
Ruf 0 61 51/8 50 85-86, FS 04 19 684

• Elektrophorese



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Filterphotometer



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Flammenphotometer



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Gasdichte Spritzen

HAMILTON

Hamilton Deutschland GmbH
Postfach 11 04 27
Otto-Röhm-Str. 74
D-6100 Darmstadt
Ruf 0 61 51/8 50 85-86, FS 04 19 684

• Infrarot-Spektralphotometer



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Laborspülmittel

deconex®
das umfassende Reinigungspro-
gramm für Labors aller Bereiche

BORER CHEMIE AG
Zürcher Str. 125
Postfach 352
CH-8952 Schlieren-Zürich
Ruf (01) 7 30 15 35
Telex CH 54 031 SPONA

• Microliterspritzen®

HAMILTON

Hamilton Deutschland GmbH
Postfach 11 04 27
Otto-Röhm-Str. 74
D-6100 Darmstadt
Ruf 0 61 51/8 50 85-86, FS 04 19 684

• Mikroskope

HERTEL & REUSS
3500 Kassel, Quellhofstr. 67
Ruf 05 61/8 30 06

WILL WETZLAR KG
Optische Werke
Postfach 40
6331 Nauborn-Wetzlar
Ruf 0 64 41/2 30 71-4



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• pH-Meßgeräte + pH-Glaselektroden

INGOLD pH-Meßtechnik
6000 Frankfurt 1
Postf. 3308, Ruf 06 11/29 53 01

• Photometer



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Polarimeter



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Radioaktive Stoffe

AMERSHAM BUCHLER
3300 Braunschweig, Postf. 1120
Ruf 0 53 07/46 93-97

• Reinigungsmittel

deconex®
das umfassende Reinigungspro-
gramm für Labors aller Bereiche

BORER CHEMIE AG
Zürcher Str. 125
Postfach 352
CH-8952 Schlieren-Zürich
Ruf (01) 7 30 15 35
Telex CH 54 031 SPONA

• Spektralphotometer



Carl Zeiss
D-7082
Oberkochen

• Schlauchpumpen

VERDER (DEUTSCHLAND) GMBH
4000 Düsseldorf, Himmelgeisterstr. 60
Ruf 02 11/33 45 13, FS: 0 85 85 539

• Sterilisierpapiere

J.C. BINZER
3559 Hatzfeld
Ruf 0 64 67/3 18, FS: 04 82 224

• Trockenschränke

HEINICKE INSTRUMENTS
Laborgerätebau GmbH
8223 Trostberg, Pf. 12 03
Ruf 0 86 21/20 85, FS 5 63 110

• Waschautomaten für Laborglas

HEINICKE INSTRUMENTS
Laborgerätebau GmbH
8223 Trostberg, Pf. 12 03
Ruf 0 86 21/20 85, FS 5 63 110

• Zentrifugen

BERTHOLD HERMLE KG
7209 Gosheim, Postfach 1240
Ruf 0 74 26/ 10 61