

GENNYLESZIVO KÉSZÜLÉK

Dongó Mihályné, Dr. Börcsök Sándor^x

SZOTE Bőrgyógyászati Klinika
6720 Szeged, Korányi S. fasor 6.

^xSZOTE Klinikai Központi Kémiai Laboratórium
6720 Szeged, Somogyi Béla tér 1.

A készülék vizsugárszivattyúval állítja elő a vákumot. A vizsugár szivattyú fali vízcsapra szerelve használható, üzemeltetésénél ellenőrizni kell a működéséhez szükséges nagy mennyiségű víz elfolyásához a lefolyó dugulás mentességét.

Megfelelő hosszúságú, vastag falu gumicsövet csatlakoztatnak a szivattyúhoz. A gumicső másik végére behelyezik a szívófejeket. A szívófej egyik vége olivával ellátott, ezzel csatlakozik a gumicsőre. Az üvegszívófejek és a gumicső cserélhető, sterilizálható, így az egyik emberről másik emberre átvihető fertőzés kizárható. A készülék használatával mind a beteg, mind a kezelőszemélyzet számára könnyebb, esztétikusabb, a higiénés viszonyoknak jobban megfelelnek és viszonylag fájdalomtalan.

A hagyományos nyomkodással szemben véleményünk szerint kevesebb a szövétkárosodás és a genny eltávolítása sokkal jobban kivitelezhető. A készüléket alkalmasnak tartják mind osztályos, mind ambuláns betegek kezelésére.