

EGYSZERŰ ELJÁRÁS A POLIACRYLAMID GÉL-LAPOK SZÁRÍTÁSÁRA

Dr. Molnár Elek

SZOTE Biokémiai Intézet
6720 Szeged, Dóm tér 9.

Az eddig kidolgozott eljárások, a kiterjedten használt poliacrylamid gél-lapok dokumentálhatóvá tételében, speciális berendezéseket igényelnek. A leírt módszerhez mindössze egy plexi lemez, glicerin, zselatin és ecetsav szükséges. A kezelés hosszú időre megőrzi a gélt mindenféle változás nélkül; még a gél mérete sem csökken számottevően.

A szárított gél felhasználható autoradiográfiás, denzitometriás vizsgálatokra, és későbbi összehasonlításokra is lehetőséget nyújt.

Az eljárás nem igényel semmiféle speciális eszközt, és egyszerűsége is jelzi, hogy minden laboratóriumban sikeresen alkalmazható.

Iktatási száma: 26/1986