



# ابزار تخصصی جراحی عروق



► کلمپ بولداگ : برای کلمپ کردن عروق ظریف کاربرد دارد






دوبیگی: کلمپ های عروقی





هوک عروقی: کنار زدن عروق







دکوله (دایسکتور): کنار زدن عروق ►




بروژور عروق: دیلاتور عروقی





سوزن گیر ظریف عروق ►







❖ قیچی پاتس: قیچی عروق







کلمپ ساتن اسکی ►





رومل: کلمپ عروقی



STEAM WHEN CHEMICAL VAPOUR or  
STEAM STERILISED  
COLOUR CHANGED GREEN

FO WHEN FORMALDEHYDE  
STERILISED  
CHANGED GREEN

EN-985-5  
ISO-11907-1

2 CE 100mm X 200mm  
LOT NO. JA-122012Y

GLIOMID® A-027-0-CC MON  
Germany STEINBERG

EO

UNDER HYPOCLORITE OR  
HYPOCHLORITE  
STERILISED  
CHANGED GREEN

la medical®  
producing value for the world



[www.lamedical.com](http://www.lamedical.com)

ZARAR GÖZMÜŞ PAKETİ KULLANMAYINIZ!  
DO NOT USE IF PACK DAMAGED!

1115-975



❖ قیچی استیونس