

**GYORS MINTAVÁLTÁS MEGOLDÁSA SPEKTROMOM 195 FOTOMÉTEREN,  
ÁTFOLYÓ KÜVETTÁVAL**

**Dr. Börcsök Sándor**

**SZOTE Klinikai Központi Kémiai Laboratórium  
6720 Szeged, Somogyi Béla-tér 1.**

A Spektromom 195 D fotóméter gyárilag kényelmetlen, lassu mintaváltási lehetőséggel van ellátva. Négy darab 1x1 cm-es küvetta cserélhető benne egy kinyuló tárcsa tekerésével. A további minta cseréje a küvetta kivételével oldható meg. Az ujitó házilag beszerelt egy másik fotóméterhez való átfolyó küvettát és vizsugár-szivattyuval oldotta meg a minta gyors váltását ugyanazon a mintaváltó helyen. A mintákat így könnyen és gyorsan / kb. 2 sec. / tudja váltani, a fotóméter teljesítménye többszörösére növekedett.

Iktatási száma: 28/1987